

一般实验室使用，仅用于 *体外*

非液氮型样品RNA保存液 (RNAfixer)

用于非超低温（液氮）下稳定和保存组织/细胞/病毒等的总RNA

目录号：RP1301 50 ml RP1302 100 ml

使用手册

2016年10月，第2版



北京百泰克生物技术有限公司
BioTeke Corporation

地 址：北京海淀区留学人员创业园

电 话：010-62951781

传 真：010-62951781

网 址：www.bioteke.com

Email: info@bioteke.com



北京百泰克生物技术有限公司
Bioteke Corporation